

CryoPro® - Cryotherapie mit Stickstoff, flüssig ...

... zeichnet sich durch sichere Anwendung und Zuverlässigkeit aus.

Methode

Durch die einfache Anwendung, die geringen Kosten und den großen Behandlungserfolg ist die Cryochirurgie ein etabliertes und bevorzugtes Behandlungsverfahren für unterschiedliche Hautläsionen. Die Behandlung ist nahezu schmerzfrei und bedarf normalerweise keiner oder nur einer geringen Anästhesie.

CryoPro® wird mit flüssigem Stickstoff verwendet. Dadurch sind Sprüh- und Kontaktvereisungen bei einer Temperatur von minus 196°C möglich.

Die große Auswahl des Zubehörs für die Sprüh- und Kontaktvereisung sowie die einfache Anwendung macht die Cryochirurgie zu dem vielseitigsten Verfahren mit geringen Kosten.



Geräte

CryoPro® gibt es in zwei Größen:

CryoPro® MAXI, mit einem Fassungsvermögen von 500 ml Stickstoff, flüssig (statische Haltezeit 20-24 Std.).

CryoPro® MINI, mit einem Fassungsvermögen von 350 ml Stickstoff, flüssig (statische Haltezeit 12-14 Std.).

Mit Ausnahme der Größe sind die Geräte identisch und somit die gleichen Applikatoren verwendbar.

CryoPro® Standard wird mit 6 Sprühdüsen unterschiedlicher Durchmesser für die häufigsten Läsionen geliefert.

Die Zusatzausstattung des **CryoPro® Komfort** besteht aus drei Sonden mit vergoldeter Spitze [Ø 3, 6 und 10 mm]. Sonden werden hauptsächlich verwendet, um eine seitliche Streuung der Vereisung zu vermeiden, beispielsweise in Augennähe oder in der Mundhöhle; sie werden auch gewählt, um die Größe der Vereisung der tatsächlichen Größe der Läsion anzupassen.



Selbstverständlich liefern wir auch vakuumsuperisolierte Vorratsbehälter für Stickstoff, flüssig mit einem für Ihren Bedarf passenden Fassungsvermögen von 5 - 100 Liter.

Sprechen Sie uns an:

Cryotherm GmbH & Co. KG
Euteneuen 4 · D-57548 Kirchen (Sieg)
Fon: 0 27 41 - 95 85 0
Fax: 0 27 41 - 69 00
info@cryotherm.de · <http://www.cryotherm.de>